



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Apixaban level

Test code	HL363
Test name	Apixaban level
Specimen type/volume/transportation	Citrated blood (3.2%) 3 mL (เจาะเลือดหลังได้รับยา 3 ชั่วโมง พร้อมระบุ ชื่อยา) ควรเก็บสิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิห้อง และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
Specimen Container	3.2% sodium citrate tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	2 วันทำการ
Methodology	Chromogenic (Anti Xa)
Reference range	<p>Prophylactic dose (2.5 mg bid)</p> <p>- Peak 30-153 ng/mL</p> <p>-Trough 11-90 ng/mL</p> <p>Therapeutic dose for VTE and AF (5 mg bid)</p> <p>- Peak 59-302 ng/mL</p> <p>-Trough 22-177 ng/mL</p> <p>First week of VTE treatment (10 mg bid)</p> <p>- Peak 111-572 ng/mL</p> <p>-Trough 41-335 ng/mL</p>
Cost (บาท)	1,100
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	-
Department	Hematology , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3 โถง C ห้อง E03B05 โทร. 02-256-4000 ต่อ 80347 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการภายนอก ห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	ใช้วัดเพื่อปรับระดับยาหลังผู้ป่วยได้รับยาApixaban ซึ่งเป็นยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ โดยเจาะเลือดหลังจากได้รับยาไปแล้ว 3 ชั่วโมง
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	