



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fondaparinux level

Test code	HL365
Test name	Fondaparinux level
Specimen type/volume/transportation	Citrated blood (3.2%) 3 mL (เจาะเลือดหลังได้รับยา 4 hrs. พร้อมระบุชื่อยา) ควรเก็บส่งตรวจที่อุณหภูมิห้อง และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
Specimen Container	3.2% sodium citrate
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	2 วันทำการ
Methodology	Chromogenic (Anti Xa)
Reference range	<p>Prophylactic dose for VTE(2.5mg) Peak<0.042-1.161 µg/mL Trough<0.042-0.569 µg/mL</p> <p>Therapeutic dose for VTE (5mg) Peak 0.685-1.522 µg/mL Trough 0.242-1.003 µg/mL</p> <p>Therapeutic dose for VTE (7.5mg) Peak 0.206-2.950 µg/mL Trough 0.048-2.023 µg/mL</p> <p>Therapeutic dose for VTE(10mg) Peak 0.582-1.713 µg/mL Trough 0.081-1.041 µg/mL</p>
Cost (บาท)	900
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	400
Department	Hematology , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3 โซน C ห้อง E03B05 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 80347 สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการ ภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	ใช้วัดระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อปรับระดับยาหลังผู้ป่วยได้รับยาFondaparinux โดยเจาะเลือดหลังจากได้รับยาไปแล้ว 4 ชั่วโมง
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	