



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Anti-Neuronal Profile

Test code	HL246
Test name	Anti-Neuronal Profile
Specimen type/volume/transportation	Clotted blood 3-5 mL, สิ่งส่งตรวจทุกชนิดควรส่งทันทีภายใน 2 ชั่วโมง กรณีเกิน 2 ชั่วโมงควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและต้องส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Specimen Container	Clotted blood tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	5 วันทำการ
Methodology	Immunoblot
Reference range	Negative
Cost (บาท)	2,500
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	0
Department	Neurological disease , CMDL
Location, office hours and contact	อาคาร อปร. ชั้น 9 เปิดให้บริการ 8.00-17.00 น. เปิดให้บริการ 8.00-17.00 น.สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 โทร. 02-256-4000 ต่อ 3562 <b>สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509</b>
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	