

Anti-Ganglioside Profile (IgG)

Test code	HL245
Test name	Anti-Ganglioside Profile (IgG)
Specimen type / Container / Volume	Clotted blood 3-5 mL
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	สิ่งส่งตรวจทุกชนิดควรส่งทันทีภายใน 2 ชั่วโมง กรณีเกิน 2 ชั่วโมงควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและต้องส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Patient preparation	-
Methodology	Immunoblot
Reference range -> Report	Negative
Testing schedule	-
TAT	5 วันทำการ
Cost / CGD's coverage	2,500 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 0 บาท)
Time limit for requesting additional test	-
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการจัดตั้ง)	-
Location, office hours and contact	อาคาร อปร. ชั้น 9 เปิดให้บริการ 8.00-16.00 น. สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 โทร. 02-256-4000 ต่อ 3562 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	เพื่อเป็นการทดสอบหาแอนติบอดีที่ต่อต้าน Ganglioside class ชนิด IgG เชิงคุณภาพในซีรัม พลาสมา ของผู้ป่วยซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค Guillain-Barre syndrome , Multifocal motor neuropathy , Sensory neuropathy and Miller-Fisher syndrome
Inerference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	-
Note/Comment	-