

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MG Panel (Anti-AChR + Anti-MuSK)

Test code	HL495
Test name	MG Panel (Anti-AChR + Anti-MuSK)
Specimen type/volume/transportation	Clot blood/3ml หรือ Serum/0.5ml
Specimen Container	Sterile tube
Patient preparation	NA
Turnaround Time (TAT)	10 วันทำการ
Methodology	Indirect immunofluorescence tests (IIFT)
Reference range	Negative
Cost (บาท)	2,500
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	NA
Department	Neurological disease , CMDL
Location, office hours and contact	อาคาร อปร. ชั้น 9 ห้อง 912 เปิดให้บริการ 8.30-17.00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3562 สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการภายนอก ห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการ เวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างโปรตีนผิดปกติมาขัดขวางการทำงานระหว่างรอยต่อของปลายประสาทกับกล้ามเนื้อ ทำให้การส่งผ่านกระแสประสาทด้วยสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน (Acetylcholine) เป็นไปได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดการอ่อนแรงขึ้น
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	NA
Note /Comment	NA