



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chromosome analysis from chorionic villus sampling (CVS)

Test code	HL164
Test name	Chromosome analysis from chorionic villus sampling (CVS)
Specimen type/volume/transportation	สิ่งส่งตรวจจากรก Chorionic villus sampling (CVS) 2-5 villi (โปรดโทรปรึกษา 4486, 3525) / Sterile tube ที่บรรจุน้ำยา Hanks' Balanced Salts solution หรือ Sterile Normal Saline ด้วยวิธี Sterile technique ** (โปรดติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งล่วงหน้า 1 วัน) รักษาอุณหภูมิของสิ่งส่งตรวจไว้ที่ 4 - 30 องศาเซลเซียส หากไม่สามารถนำส่งได้ในวันที่เจาะ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้เย็นของธรรมดา (4 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง แล้วนำส่งให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 36 ชั่วโมง นับเวลาตั้งแต่เริ่มเจาะ (เขียนระบุ) และโทรประสานงานกับห้องปฏิบัติการก่อนส่ง
Specimen Container	Sterile tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	21 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
Methodology	Culture and G-banding karyotype
Reference range	-
Cost (บาท)	3,000
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	3,000
Department	Cytogenetics ,CMDL
Location, office hours and contact	อาคาร อปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3525, 4486 (เวลารับสิ่งส่งตรวจที่อาคาร อปร. ชั้น 1 คือ 8.00 - 16.00 น.) สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร. ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	-
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	กรณีตัดชิ้นเนื้อของแม่ติดยา ส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลโครโมโซม
Note /Comment	โปรดติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน