



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cyclosporine (Neoral)

Test code	HL137
Test name	Cyclosporine (Neoral)
Specimen type / Container / Volume	EDTA blood 3-5 mL
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	-
Patient preparation	-
Methodology	Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA)
Reference range -> Report	ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ทำการรักษา
Testing schedule	24 ชั่วโมง
TAT	3 ชั่วโมง
Cost / CGD's coverage	1,000 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 1,000 บาท)
Time limit for requesting additional test	5 วัน
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อกำจัดทิ้ง)	5 วัน
Location, office hours and contact	อาคารอปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	เพื่อติดตามและปรับระดับยาในกระแสเลือด สำหรับผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
Inference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	-
Note/Comment	รหัส HL137-HL138, HL202, HL236,HL396 สามารถใช้ EDTA blood 3-5 mL 1 หลอด