



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cyclosporine (Neoral)

Test code	HL137
Test name	Cyclosporine (Neoral)
Specimen type/volume/transportation	EDTA blood 3-5 mL
Specimen Container	EDTA tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมง
Methodology	Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA)
Reference range	-
Cost (บาท)	1,000
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	1,000
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารอปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	ใช้ในการทดสอบหาระดับ Cyclosporine ในเลือด
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	รหัส HL137-HL138, HL202, HL236,HL396 สามารถใช้ EDTA blood 3-5 ml 1 หลอด