

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Drug-induced immune hemolytic anemia (DIIHA)

Test code	HL296
Test name	Drug-induced immune hemolytic anemia (DIIHA) ติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งตรวจ (เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 80352)
Specimen type / Container / Volume	EDTA blood 3 mL จำนวน 2 หลอด พร้อมกับตัวอย่างยา อย่างน้อย 500 มิลลิกรัม สำหรับทำการทดสอบ
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	การส่งตรวจ : เจาะเลือดคนไข้ใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ปริมาณ 3 ml จำนวน 2 หลอด โดยใส่เลือดให้พอดีกับขีดที่กำหนดไว้ข้างหลอด พร้อมทั้งนำยาที่จะส่งตรวจมาพร้อมกัน
Patient preparation	ไม่จำเป็นต้องเตรียมผู้ป่วย
Methodology	Gel agglutination
Reference range -> Report	Negative
Testing schedule	2 วันทำการ
TAT	3 วันทำการ
Cost / CGD's coverage	800 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 0 บาท)
Time limit for requesting additional test	ไม่ควรใช้สิ่งส่งตรวจเดิม
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อกำจัดทิ้ง)	EDTA blood ทั้งหมด 7 วัน และ EDTA plasma ทั้งหมด 12 เดือน
Location, office hours and contact	อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3 โซน C ห้อง E03B01 โทร 02-256-4000 ต่อ 80347 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร. ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	เพื่อตรวจหาว่าภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหลังจากได้รับยาบางตัว มีสาเหตุมาจากตัวยานั้นๆ
Inference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	plasma hemolysis หรือ ยาบางชนิดที่ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกได้เอง
Note/Comment	-