

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Glucose (เจาะปลายนิ้ว)

Test code	HL046
Test name	Glucose (เจาะปลายนิ้ว)
Specimen type/volume/transportation	Capillary blood, Clotted blood 3 ml EDTA blood 3 ml ควรเก็บสิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิห้อง และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
Specimen Container	Capillary tube, Clotted tube, EDTA tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	20 นาที
Methodology	Reflotron
Reference range	70-110 mg/dL
Cost (บาท)	100
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	40
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคาร ภปร. ชั้น 3 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. โทร. 02-256-4000 ต่อ 5397 สำหรับผู้รับบริการภายนอก ห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	