



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HbA1c (เจาะปลายนิ้ว)

Test code	HL047
Test name	HbA1c (เจาะปลายนิ้ว)
Specimen type/volume/transportation	Capillary blood, EDTA blood 3 ml ควรเก็บส่งตรวจที่อุณหภูมิห้อง และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
Specimen Container	Capillary , EDTA tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	20 นาที
Methodology	Inhibition of latex agglutination
Reference range	4.8-5.9 %
Cost (บาท)	380
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	150
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคาร ภปร. ชั้น 3 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 5397 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่ง ตรวจ อาคาร ภปร. ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	