



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levofloxacin

Test code	HL491
Test name	Levofloxacin
Specimen type/volume/transportation	EDTA blood 3 mL เก็บสิ่งส่งตรวจแช่เย็น (2-8°C) และนำส่งโดยการแช่เย็น ส่งเลือดที่ อปร.1 ภายใน 14:00 น. ในวันทำการ หากเลือดน้อยกว่า 1 mL หรือหลอดเลือดไม่ได้แช่เย็น หรือไม่ระบุเวลาเจาะเลือด ให้ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
Specimen Container	EDTA tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	10 วันทำการหลังจากรับสิ่งส่งตรวจที่ อปร.1
Methodology	High-performance liquid chromatography
Reference range	-
Cost (บาท)	920
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	-
Department	Pharmacogenomics , CMDL
Location, office hours and contact	แพทย์พัฒน์ ชั้น 9 ห้อง 928 โทร 02-2564481 ต่อ 3927, 3928 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. สามารถส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	วัดระดับยาปฏิชีวนะในเลือดในผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยา Levofloxacin
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	-
Note /Comment	-