



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P-cresol (total form)

Test code	HL439
Test name	P-cresol (total form)
Specimen type/volume/transportation	Whole blood 3 mL (EDTA tube) เก็บสิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิ 4 °C และนำส่งห้องปฏิบัติการแช่เย็นที่ อปร.1 ภายในเวลา 14.00 น. วันทำการ หากเลือดน้อยกว่า 1 mL และไม่ระบุเวลาเจาะเลือด ให้ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
Specimen Container	EDTA tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	5 วันทำการหลังจากรับสิ่งส่งตรวจที่ อปร.1
Methodology	High-performance liquid chromatography (HPLC)
Reference range	-
Cost (บาท)	430
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	-
Department	Pharmacogenomics , CMDL
Location, office hours and contact	แพทยพัฒน์ ชั้น 9 ห้อง 928 โทร 02-2564481 ต่อ 3927, 3928 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. <b>สำหรับ</b> <b>ผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509</b>
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	วัดระดับ P-cresol ซึ่งเป็น Biomarker Uremic Toxin ในเลือดผู้ป่วยโรคไต
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	-
คำvikฤติ	-
Note /Comment	