

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Piperacillin (Free form)

Test code	HL502
Test name	Piperacillin (Free form)
Specimen type / Container / Volume	DTA blood 3 mL เก็บสิ่งส่งตรวจแช่เย็น (2-8°C) และนำส่งโดยการแช่เย็น ส่งเลือดที่ อปร.1 ภายใน 14:00 น. ในวันทำการ หากเลือดน้อยกว่า 1 mL หรือหลอดเลือดไม่ได้แช่เย็น ให้ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	เก็บสิ่งส่งตรวจแช่เย็น (2-8°C) และนำส่งโดยการแช่เย็น
Patient preparation	-
Methodology	High-performance liquid chromatography (HPLC)
Reference range -> Report	-
Testing schedule	-
TAT	10 วันทำการหลังจากรับสิ่งส่งตรวจที่ อปร.1
Cost / CGD's coverage	650 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 0 บาท)
Time limit for requesting additional test	ไม่รับตรวจเพิ่ม
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อกำจัดทิ้ง)	6 เดือน
Location, office hours and contact	แพทย์พัฒนา ชั้น 9 ห้อง 928 โทร 02-2564481 ต่อ 3927, 3928 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 14.00 น
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	วัดระดับยาในเลือด ในผู้ที่ใช้ยา Piperacillin
Inference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	เลือดน้อยกว่า 1 mL หรือหลอดเลือดไม่ได้แช่เย็น
Note/Comment	-