



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prolactin (after PEG precipitation)

Test code	HL179
Test name	Prolactin (after PEG precipitation)
Specimen type/volume/transportation	Clotted blood 3-5 mL
Specimen Container	Clotted blood tube
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมง
Methodology	Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA)
Reference range	1.7 - 17.2 ng/mL
Cost (บาท)	300
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	300
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารอปร. ชั้น 11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	ใช้ร่วมกับการทดสอบ prolactin เพื่อหาระดับ microprolactinoma และ macroprolactinoma
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	