

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TT

Test code	HL079
Test name	TT
Specimen type/volume/transportation	Citrated blood (3.2%) 3 mL ควรเก็บส่งตรวจที่อุณหภูมิห้อง และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
Specimen Container	3.2% sodium citrate
Patient preparation	-
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมงทำการ
Methodology	Clotting
Reference range	14.05 – 18.82 sec. 0.91-1.22 ratio
Cost (บาท)	80
CGD's coverage (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	80
Department	Hematology , CMDL
Location, office hours and contact	อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3 โซน C ห้อง E03B05 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 80347 สามารถส่งส่งตรวจนอกเวลาราชการเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ในเวลาทำการได้ที่ อาคาร อปร. ชั้น 11 สำหรับผู้รับบริการภายนอกห้องรับส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)	ใช้เพื่อคัดกรองหาสาเหตุของภาวะเลือดหยุดยากจากfibrinogen ต่ำหรือ จากภาวะDIC
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	
Note /Comment	